






W sytuacji pojawienia się alarmu „Sample Short” lub „Abnormal Probe sucking” w sytuacji, w której objętość próbki jest wystarczająca, konieczna będzie wymiana igły próbkowej. Wymagana będzie również weryfikacja wyniku oznaczenia.


W wypadku braku zapasowej igły próbkowej, używaną igłę należy oczyścić od wewnątrz i od zewnątrz. Zostało to opisane w Instrukcji obsługi w wersji 3.0. Należy odnieść się do podobnych procedur "Przywracanie drożności igły pipetora" oraz "Mycie igieł i dysz".

	<b>Etap</b>	<b>Czynność</b>
<b>Przygotowanie: Włączenie ustawienia „Clot Detection”/ wykrywanie skrzepu</b>	<b>1</b>	<p>Na ekranie <i>Utility-System-Alarm Settings</i> uaktywnić ustawienia Clot Detection oraz Clot Detection dla Calibrator/Control.</p> 


	<b>Etap</b>	<b>Czynność</b>									
<b>Sprawdzić alarm Sample Short oraz Sample Clot</b>	<b>2</b>	<p>W poniższej tabeli pokazano alarmy systemu Sample Short oraz Sample Clot.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alarm¶</th> <th>Alarm-Code¶</th> <th>Alarm-Sub-Code¶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sample-Short¶</td> <td>010¶</td> <td>0001~0110¶</td> </tr> <tr> <td>Abnormal-Probe-sucking¶</td> <td>012¶</td> <td>0001~0110¶</td> </tr> </tbody> </table>	Alarm¶	Alarm-Code¶	Alarm-Sub-Code¶	Sample-Short¶	010¶	0001~0110¶	Abnormal-Probe-sucking¶	012¶	0001~0110¶
Alarm¶	Alarm-Code¶	Alarm-Sub-Code¶									
Sample-Short¶	010¶	0001~0110¶									
Abnormal-Probe-sucking¶	012¶	0001~0110¶									
<b>Sampling Stop/ Zastopowanie pobierania próbki</b>	<b>3</b>	<p>a) Po pojawieniu się alarmu, wybrać przycisk S. Stop.</p> 									

	<b>3b</b>	<p>b) Gdy pojawi się okno [S. Stop], wybrać [Yes].</p>  <p>c) Potwierdzić okno potwierdzenia za pomocą [Pause/S.Stop]</p> 
<b>Odczekać do momentu, aż system przejdzie do statusu „Sampling Stop”</b>	<b>4</b>	Odczekać do momentu, aż system przejdzie do statusu „Sampling Stop”

<p><b>Zidentyfikować próbkę, wobec której wygenerowany został alarm.</b></p>	<p><b>5</b></p>	<p>Próbkę, wobec której wygenerowany został alarm, należy zidentyfikować za pomocą kodu alarmu systemu (należy skorzystać z poniższego rysunku)</p>  <p>Przykład próbki z alarmem „Sample Short”.</p>
--	-----------------	--

<p><b>Sprawdzić objętość badanej próbki</b></p>	<p><b>6</b></p>	<p>Sprawdzić                  a) objętość próbki w pojemniku próbkowym                  b) czy na igle próbkowej nie zebrała się żadna substancja                  Jeśli ilość próbki jest niewystarczająca, a igła próbkowa jest czysta, nie należy przeprowadzać żadnych czynności.                  Jeśli objętość próbki jest wystarczająca, należy wymienić igłę próbkową i przejść do etapu 7.</p>
<p><b>Godzina pobrania próbki na ekranie „Test Review”</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p>Na ekranie „<i>Test Review</i>” sprawdzić godzinę pobrania próbki, dla której pojawił się alarm (<i>Workplace-Data Review-patient sample (in sample list)-Test Review</i>).</p> 
<p><b>Sprawdzić wyniki lub usunąć próbki</b></p>	<p><b>8</b></p>	<p>Na ekranie „Data Review” sprawdzić te wyniki testów, które zostały oznaczone po czasie pobierania podanym na etapie 7.</p> <p>Wszystkie próbki, których dotyczy problem, należy zgodnie z lokalnymi przepisami zweryfikować lub usunąć.</p> <p>Na następnej stronie opisano przykładowe testy, które należy zweryfikować.</p>

**Przykład**      **9**      Na ekranie „Data Review” zaznaczyć wszystkie próbki, które zostały pobrane przez analizator po próbce, wobec której wygenerowany został alarm zbyt małej objętości próbki; włącznie z nią.  
Następnie wyświetli się okno „Test Review”.



The screenshot displays the 'Data Review' window with the following data:

St.	S. No.	Disk	Sar	Type	NAME	Arrived Date/Time
O	N000001	N001		Ser/PI		01/24 14:08
O	N000002	N002		Ser/PI		01/24 14:08
O	N000003	N003		Ser/PI		01/24 14:08
O	N000004	N004		Ser/PI		01/24 14:09
O	N000005	N005		Ser/PI		01/24 14:09

The 'Test Review' window shows the following table:

Test	1st Result					Rerun Result				
	Data	Alarm	Dilution	Time	St.	Data	Alarm	Dilution	Time	St.
ALB		Samp.S		14:10						O
ALP		Samp.S		14:10						O
ALT		Samp.S		14:10						O
AMY		Samp.S								O
AST		Samp.S								O

Przykładowe okno „Test Review” próbek na ekranie „Data Review” opisano w tabeli poniżej.

S.No	Disk Pos.	Test	Alarm	Time	Judgment of measurement result
N000001	N001	ALB	-	14:09	OK
	N001	ALP	-	14:09	OK
	N001	ALT	-	14:09	OK
	N001	AMY	-	14:10	OK
	N001	AST	-	14:10	OK
N000002	N002	ALB	Samp.S	14:10	Target for verification (sample for which the sample short alarm was issued)
	N002	ALP	Samp.S	14:10	Target for verification (sample for which the sample short alarm was issued)
	N002	ALT	Samp.S	14:10	Target for verification (sample for which the sample short alarm was issued)
	N002	AMY	Samp.S	-	-
	N002	AST	Samp.S	-	-
N000003	N003	ALB	-	14:11	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N003	ALP	-	14:11	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N003	ALT	-	14:11	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N003	AMY	-	14:11	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N003	AST	-	14:11	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
N000004	N004	ALB	-	14:12	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N004	ALP	-	14:12	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N004	ALT	-	14:12	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N004	AMY	-	14:12	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N004	AST	-	14:12	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
N000005	N005	ALB	-	14:13	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N005	ALP	-	14:13	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N005	ALT	-	14:13	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N005	AMY	-	14:13	Target for verification (sample pipetted after 14:10)
	N005	AST	-	14:13	Target for verification (sample pipetted after 14:10)