

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA

Produkt:

- przetwornik obrazu VP-7000

Rodzaj działania: Aktualizacja urządzenia VP-7000 do wersji 1.011

Szanowni Klienci!

Firma FUJIFILM opublikowała niniejszy komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania przetwornika obrazu VP-7000.

Komunikat ten ma na celu poinformowanie Państwa o następujących kwestiach:

- rodzaj występującego problemu;
- działania, które powinni podjąć nabywcy lub użytkownicy produktu.

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące dalszej prawidłowej i bezpiecznej obsługi sprzętu.

Prosimy o przekazanie informacji zawartych w komunikacie wszystkim członkom personelu, których dotyczy jego treść. Należy koniecznie zrozumieć znaczenie i konsekwencje zawartych tu informacji.

Opis problemu

Firma FUJIFILM otrzymała informacje, że po podłączeniu endoskopu serii 700 do systemu VP-7000 lub BL-7000, gdy na soczewce endoskopu znajdują się substancje takie jak na przykład błona śluzowa lub krew, z endoskopu wydobywa się para wodna przypominająca dym bądź dochodzi do koagulacji lub przywierania substancji znajdującej się na soczewce. Zjawisko to zachodzi w wyniku podgrzania substancji znajdującej się na soczewce endoskopu, spowodowanego pochłanianiem energii światłej przez źródło światła świecące z niemal maksymalnym natężeniem.

W takiej sytuacji konieczne jest usunięcie substancji znajdującej się na końcu dystalnym endoskopu lub wymienienie endoskopu. Powoduje to przerwanie badania lub przedłużenia czasu jego trwania.

Aby zapobiec zaistnieniu tego zjawiska, opracowaliśmy aktualizację oprogramowania, która umożliwi zmniejszenie natężenia światła na końcu dystalnym endoskopu.

Działania podejmowane przez nabywcę lub użytkownika

- (1) Zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi urządzenia sprawdzić wzrokowo i ręcznie następujące elementy:
 - Upewnić się, że światłowody nie są zarysowane, pęknięte, zabrudzone ani odłączone.
- (2) Zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji konserwacji zanurzyć koniec dystalny endoskopu w roztworze detergentu i usunąć pozostałości na powierzchni końca dystalnego endoskopu, używając czystej szczoteczki do zębów.

**Numer referencyjny komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa stosowania: FSN
20170905 dla przetwornika obrazu VP-7000**

PLANOWANE DZIAŁANIA FIRMY FUJIFILM

Personel serwisowy firmy FUJIFILM nawiąże kontakt ze wszystkimi placówkami medycznymi, w których zamontowano produkty wymienione w niniejszym komunikacie, aby zaplanować termin wizyty mającej na celu wdrożenie działań naprawczych.

Firma FUJIFILM stara się dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości. Państwa zadowolenie z produktów firmy FUJIFILM oraz naszej reakcji na zaistniały problem jest dla nas niezwykle ważne.

W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszym komunikatem prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem firmy FUJIFILM.

Z poważaniem

FUJIFILM

Endo Elektronik SP. Z o.o., Kanie, ul. Kolejowa 11B, 05-805 Otrebusy, Poland

Tel.: +48 22 758 51 48

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA

Formularz opinii klienta

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go mailem lub faksem.
Dziękujemy za współpracę.

Nazwa klienta/placówki:

Adres:

Numer seryjny urządzenia:

Potwierdzam otrzymanie załączonego komunikatu i zapoznanie się z jego treścią.

Przesłany komunikat nie dotyczy mojej placówki.

Urządzenie zostało przekazane innej organizacji.

Imię i nazwisko klienta:

Stanowisko:

Podpis:

Data:

Numer telefonu:

**Jeśli posiadane przez naszą firmę dane kontaktowe są nieprawidłowe, prosimy
o podanie poprawnych danych poniżej:**

Nazwa klienta/placówki:

Adres:

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza mailem lub faksem:

Endo Elektronik SP. Z o.o.

Kanie, ul. Kolejowa 11B

05-805 Otrebusy

Poland

FAKS: +48 22 758 50 96

Email: info@endoelektronik.pl