

**Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Dział Zarządzania Jakością**ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Osoba do kontaktu: Dominika Telesz-Skałeczka

Telefon: +48 602 498 414
Fax: (61) 44 37 500
E-Mail: reklamacje.pl@bbraun.com**Pilna notatka dotycząca bezpieczeństwa – STEELEX**

Nowy Tomyśl, 6.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. została poinformowana przez producenta B. Braun Surgical, S.A. o dobrowolnym wycofaniu z rynku kilku numerów katalogowych/serii produktów Steelex. Steelex to sterylna, niewchłaniałna nić chirurgiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, dostarczana w postaci szwów skręconych wielowłóknowych lub jednowłóknowych. Sternum Set to specjalny zestaw szwów chirurgicznych składający się z jednowłóknowej nici wykonanej ze stali nierdzewnej do zamykania mostka. Niniejszą procedurą objęto również niektóre zestawy zabiegowe, w skład których wchodzi Steelex.

Opis niezgodności

W trakcie badań dotyczących oznaczenia zanieczyszczeń biologicznych przeprowadzonych dla zestawu Steelex Sternum Set pakowanego w opakowania kartonowe typu Long Pack stwierdzono, że wyniki są niezgodne ze specyfikacją. Badania te prowadzono w ramach procesu walidacji sterylizacji tlenkiem etylenu (EO) dla zestawu Steelex Sternum Set.

W związku z tym uznać należy, że procedura walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu dla tych produktów nie została zakończona wynikiem pozytywnym.

Potencjalne szkody i zagrożenia

Ryzyko występowania pozostałości zanieczyszczeń biologicznych na wewnętrznej powierzchni opakowania kartonowego uznaje się za "bardzo niskie", ponieważ ewentualne mikroorganizmy powinny migrować z części wewnętrznej na zewnętrzną część sterylizowanego opakowania. Nić chirurgiczna jest wykonana ze stali, czyli materiału, który nie ułatwia kolonizacji, ponieważ nie zawiera żadnych składników odżywczych, które mogłyby zostać wykorzystane przez mikroorganizmy. Dlatego też ryzyko kolonizacji uznaje się za niskie.

Ewentualne mikroorganizmy, które nie zostałyby wyeliminowane w trakcie procesu sterylizacji i znajdujące się na elementach produktu wprowadzanych do wnętrza ciała pacjenta, mogłyby prowadzić do jego zakażenia. Ryzyko jest minimalizowane dzięki antybiotykoterapii stosowanej w tego typu interwencjach kardiochirurgicznych.

W oparciu o przedstawione powyżej przesłanki jakościowe, prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (zakażenia) uważa się za bardzo małe.

Identyfikacja wyrobów objętych niniejszą procedurą wycofania – ZAŁĄCZNIK 1

Działania, jakie należy podjąć

Prosimy o sprawdzenie, czy na Państwa stanie magazynowym znajdują się wyżej wymienione produkty. Jeśli tak, to prosimy o niezwłoczny zwrot przedmiotowych produktów wraz z wypełnionym formularzem na adres:

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Dział Zarządzania Jakością
Dominika Telesz-Skałeczka
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Jeśli udostępnił Państwo przedmiotowe produkty stronom trzecim, prosimy o przekazanie kopii niniejszej notatki do tych podmiotów lub poinformowanie o fakcie przekazania osoby wskazanej we wcześniejszej części pisma jako osoby do kontaktu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej procedury dobrowolnego wycofania z rynku prosimy o kontakt mailowy: reklamacje.pl@bbraun.com.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie ta sytuacja mogła spowodować.
Dziękujemy za Państwa współpracę.

Z poważaniem

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Dominika Telesz-Skałeczka
Junior Specialist in Quality Management
☎ +48 602 498 414
dominika.telesz@bbraun.com

Jakub Kruszyński
Director Quality Management/Regulatory Affairs
☎ +48 795 419 495
jakub.kruszynski@bbraun.com

FORMULARZ POTWIERDZENIA WYCOFANIA PRODUKTU Z RYNKU

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zwrotnego e-mailem lub faxem do:

Dział Zarządzania Jakością
reklamacje.pl@bbraun.com
fax. (61) 44 37 500

Niniejszym potwierdzamy, że otrzymaliśmy i przyjęliśmy do wiadomości niniejszą notatkę dotyczącą bezpieczeństwa.

Otrzymaliśmy notatkę i posiadamy na stanie produkty do zwrotu.

Produkty do zwrotu:

Nazwa produktu	Nr serii	Ilość sztuk

Otrzymaliśmy notatkę i potwierdzamy, że wszystkie produkty na naszym stanie magazynowym zostały zużyte.

IMIĘ I NAZWISKO _____

STANOWISKO _____

NAZWA KLIENTA _____

PODPIS _____ DATA _____

ZAŁĄCZNIK 1 – LISTA WYROBÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ WYCOFANIA

Symbol	Numer partii	Nazwa produktu
G0617134	616426V013	STEELEX STE SET 54X75CM HRC48 LP
G0617135	617431V013	STEELEX STE SET 54X45CM HRC48 LP
G0617144	618261V013	STEELEX STE SET 14X45CM HRC37SS LP
G0617706	617174V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617706	617473V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617706	617431V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617706	617501V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617706	618475V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617706	619065V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617706	619111V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617706	619092V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617706	619122V013	STEELEX STE SET 6 2X45CM HRS48 LPCE
G0617717	616301V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617717	616415V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617717	617292V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617717	617391V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	616421V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	616422V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617032V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	616473V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	616471V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	616472V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617112V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617151V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617221V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617226V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617292V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617194V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617313V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48

G0617733	617312V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617352V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617391V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617431V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617506V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617505V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	617486V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	618032V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	618026V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	618092V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	618391V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	618401V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	618426V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	618443V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	618492V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	619141V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	619162V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	619172V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	619173V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	619212V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	619222V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	619226V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	620065V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	620285V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	620334	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617733	620335	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS48
G0617741	618092V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS60
G0617741	619074V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS60
G0617742	616511V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 4X45CM HRS60
G0617743	618202V013	STEELEX STE SET 5 5X45CM HRS60 LPCE
G0617750	616316V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	616353V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60

G0617750	616353	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	616452V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	616452	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	616424V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	616424	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617094V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617241V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617094	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617312V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617365V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617364V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617363V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617312	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617364	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617365	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617506V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	618264V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	618241V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617241	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617506	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	618292V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	618501V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	619066V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	619192V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	619201V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	619324V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	619376V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	619415V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	619464V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	619455V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	618292	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	620023V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60

G0617750	620061V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	620061	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	617363	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	620302	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617750	620321	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617776	616306V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617776	616424V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617776	617241V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617776	617451V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 5 2X75CM HRS60
G0617784	617362V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	617501V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	618146V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	618223V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	619071V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	619092V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	619111V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	619111	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	619513V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617784	620066V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617792	618136V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 4 4X45CM HRS48
G0617795	616306V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616326V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616336V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616372V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616365V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616366V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616364V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616433V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616405V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616421V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616434V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616461V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP

G0617795	616463V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617053V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616462V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	616523V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617151V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617173V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617194V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617152V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617142V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617165V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617212V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617221V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617273V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617303V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617322V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617321V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617334V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617342V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617374V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617373V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617352V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617372V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617442V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617411V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617451V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617481V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	617502V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618035V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618021V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618012V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618134V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618113V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP

G0617795	618116V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618141V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618153V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618175V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618195V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618203V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618194V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618222V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618202V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618247V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618276V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618305V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618284V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618272V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618334V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618363V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618321V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618335V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618315V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618331V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618381V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618373V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618431V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618422V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618412V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618416V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618426V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618441V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618411V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618415V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618423V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618432V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP

G0617795	619121V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618455V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618475V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618492V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	619152V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	619153V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	619265V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	619426V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	619431V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	619425V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620032V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620034V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	618392V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620046V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620052V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620086V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620125V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620173V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620222V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620234V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620246V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620226V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620232V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620252V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620235V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620266V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620334V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620345V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620346V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620386V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620514V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620511V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP

G0617795	620512V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620521V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	620532V013	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	621036	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617795	621041	STEELEX STE SET 7 4X45CM HRS48 LP
G0617796	616316V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 7 4X45CM HRS48
G0617796	619445V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 7 4X45CM HRS48
G0617798	616505V013	STEELEX STE SET 7 5X45CM HRS48 LPCE
G0617798	617037V013	STEELEX STE SET 7 5X45CM HRS48 LPCE
G0617806	616405V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 6 4X45CM HRS48
G0617814	617012V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 6 4X45CM HRS48-S
G0617814	617013V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 6 4X45CM HRS48-S
G0617814	617352V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 6 4X45CM HRS48-S
G0617814	618201V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 6 4X45CM HRS48-S
G0617814	618253V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 6 4X45CM HRS48-S
G0617814	619454V013	STEELEX STERNUM-ZESTAW 6 4X45CM HRS48-S
G0617814	620475	STEELEX STERNUM-ZESTAW 6 4X45CM HRS48-S
G0617815	617132V013	STEELEX STE SET 6 5X45CM HRS48 LPCE
G0617815	617202V013	STEELEX STE SET 6 5X45CM HRS48 LPCE
G0617815	617212V013	STEELEX STE SET 6 5X45CM HRS48 LPCE
G0617815	619506V013	STEELEX STE SET 6 5X45CM HRS48 LPCE
G0617835	617012V013	STEELEX STE SET 1 4X45CM HRS40
G0617835	617321V013	STEELEX STE SET 1 4X45CM HRS40
G0617835	617283V013	STEELEX STE SET 1 4X45CM HRS40
G0617835	617432V013	STEELEX STE SET 1 4X45CM HRS40
G0617838	620086V013	STEELEX STE SET 2 4X45CM HRS40 LPCE
G0617995	619324V013	STEELEX STE SET51X45HRS48+3X45HRN48CBLP