

Nowy Tomyśl, 2013-11-19

Wycofanie produktów z rynku

Produkt: Strzykawka Original-Perfusor® 50 ml bez kaniuli
REF: 8728844F
LOT: 13H1382027; 13H2282024; 13I0282026; 13I0482026

Szanowni Państwo,

Podczas wewnętrznych testów jakości stwierdziliśmy, że niewielki odsetek opakowań bezpośrednich (blister) strzykawek Original-Perfusor® 50 ml (wersja bez kaniuli) może być uszkodzony. Uszkodzenie opakowania polega na tym, że na krawędziach przezroczystej folii mogą występować 1 lub 2 niewielkie otwory.

Pragniemy poinformować Państwa, że w ramach procedur zapobiegawczych postanowiliśmy wycofać z rynku w/w serie.

Zakupiliście Państwo od nas strzykawki Original-Perfusor® 50 ml bez kaniuli o numerze katalogowym 8728844F, wyprodukowane w ramach w/w serii.

Prosimy Państwa o zaprzestanie stosowania strzykawek z w/w numerami serii i odesłanie ich do firmy Aesculap Chifa Sp. z o.o. Niezależnie od przedmiotowego pisma nasz przedstawiciel handlowy skontaktuje się Państwem celem uzgodnienia kwestii odbioru produktów i przekazania Państwu strzykawek pozbawionych wad.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji osobom użytkującym przedmiotowe strzykawki w Państwa szpitalu.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności spowodowane tą sytuacją.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania tego pisma.

W razie pytań prosimy o kontakt z Joanną Janosz-Kowalczyk-614420293 lub mailem Joanna.kowalczyk@bbraun.com

Z poważaniem