

PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA

**Narzędzia chirurgiczne używane podczas operacji ośrodkowego układu nerwowego
(patrz załącznik 1 – wykaz produktów, których sprawa dotyczy)**

Ustalono wewnątrznie w obrębie naszego przedsiębiorstwa, że pewna część naszych narzędzi chirurgicznych jest używana podczas operacji ośrodkowego układu nerwowego. Niektóre z tych narzędzi są dedykowane do tego obszaru.

Produkty, których niniejsza informacja dotyczy, zostały wymienione w załączniku 1 (a / b).

W zakresie sterylizacji narzędzi, o których jest tutaj mowa, kierujemy Państwa uwagę na aktualne regulacje prawne pod kątem poszczególnych rodzajów chorób, o czym jest także mowa w obowiązującej instrukcji obsługi.

W ramach procesu przygotowania do ponownego użycia narzędzi, których dotyczy niniejsze pismo, należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

Uwaga:

Mycie ręczne / dezynfekcja, tak jak opisano te czynności w aktualnie obowiązującej instrukcji obsługi, nie może być stosowana w przypadku używania narzędzi we wskazaniach neurochirurgicznych.

Zarząd:

Slawomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu

Sąd Rejestrowy Spółki:

Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł

Banki:

BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Mycie maszynowe / dezynfekcja z ręcznym myciem wstępnym**Część 1 – Ręczne mycie wstępne****Dotyczy pęset bipolarnych i kaniul ssących / raspatorów ssących****Ręczne mycie wstępne szczoteczką*****Dotyczy wyłącznie kaniul ssących i pęset bipolarnych***

Faza	Krok	T [°C/°F]	t [min.]	Stęż. [%]	Jakość wody	Preparat
I	Mycie dezynfekujące	TP (zimno)	>15	1	Pitna	B.Braun Stabimed® fresh
II	Płukanie	TP (zimno)	1	-	Pitna	-

Pitna – woda pitna

TP – temperatura pomieszczenia

Faza I

- Używając odpowiedniej szczoteczki do czyszczenia, produkt myć tak długo w roztworze, aż na powierzchni nie będą widoczne żadne pozostałości.
- Powierzchnie trudno dostępne, o ile dotyczy to produktu, czyścić szczoteczką przez co najmniej 1 minutę.
- Komponenty niesztynne jak np. śruby nastawne, przeguby itp. poruszać podczas mycia.
- Następnie miejsca te przepłukać dokładnie używając aktywnego roztworu do dezynfekcji odpowiednio dobraną strzykawką jednorazową (20 ml) co najmniej 5-krotnie.

Faza II

- Cały produkt (wszystkie dostępne powierzchnie) spłukać/przepłukać pod bieżącą wodą.
- Komponenty niesztynne, jak np. śruby nastawne, przeguby itp. poruszać w trakcie płukania.

Zarząd:Sławomir Łukaszyk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Część 2 – Mycie maszynowe/dezynfekcja

Dotyczy wszystkich narzędzi chirurgicznych wg załącznika 1a oraz narzędzi, które zostały poddane myciu wstępnemu z części 1

Mycie maszynowe preparatem zasadowym i dezynfekcja termicznaRodzaj urządzenia: jednokomorowe urządzenie do mycia i dezynfekcji bez ultradźwięków¹⁾

Faza	Krok	T [°C/°F]	t [min.]	Jakość wody	Preparat
I	Płukanie wstępne	<25/77	3	Pitna	-
II	Mycie	55/131	10	VE-W	Dr Weigert neodisher®, SeptoClean roztwór gotowy do użycia 1%* ²⁾
III	Neutralizacja	>10/50	2	VE-W	B.Braun Helimatic® Neutralizer C roztwór gotowy do użycia 0,15%
IV	Płukanie w procesie I	>10/50	1	VE-W	-
V	Płukanie w procesie II	>10/50	1	VE-W	-
VI	Dezynfekcja termiczna	90/194	5	VE-W	-
VII	Suszenie	-	-	-	Zgodnie z programem w urządzeniu do mycia i dezynfekcji

Pitna – woda pitna

VE-W: woda w pełni zdeminielizowana

¹⁾W celu potwierdzenia skuteczności mycia użyto urządzenia do mycia i dezynfekcji: Miele 7836CD.²⁾Środek myjący dekontaminujący priony (patrz informacja techniczna Dr Weigert neodisher® SeptoClean)

- Produkt położyć na koszu przeznaczonym do mycia (uniknąć wystąpienia miejsc niedostępnych dla procesu płukania)
- Na koszu położyć narzędzia otwarte,
- Pojedyncze elementy ze światłem i kanałami podłączyć do specjalnej końcówki do płukania przy wózku inżektorowym
- Po procesie mycia maszynowego / dezynfekcji sprawdzić powierzchnie dostępne dla oka pod kątem braku pozostałości.

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Sterylizacja

Dotyczy produktów wykazanych w załączniku 1a

- Upewnić się, że środek używany w procesie sterylizacji ma dostęp do wszystkich zewnętrznych jak i wewnętrznych powierzchni (np. poprzez otwarcie zaworów i kraników),
- Zwalidowany proces sterylizacji
 - Sterylizacja parowa z frakcyjnym procesem próżniowym,
 - Sterylizator parowy zgodnie z DIN EN 285 i walidowany zgodnie z DIN EN ISO 17665
 - Sterylizacja z użyciem frakcyjnego procesu próżniowego przy 134°C, przez 18 min. w celu dezaktywacji prionów.
- Równoczesne sterylizowanie wielu produktów w sterylizatorze parowym: Upewnić się, że nie doszło do przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego załadowania sterylizatora parowego zgodnie z informacjami producenta.

Przeprowadzona wewnątrz przedsiębiorstwa walidacja produktów, o których jest tutaj mowa, potwierdza, że podane wyżej metody są skuteczne i właściwe. W związku z powyższym **nie** zakładamy występowania podwyższonego ryzyka dla pacjentów.

W celu potwierdzenia faktu, że zapoznali się Państwo z przedmiotową informacją dotyczącą bezpieczeństwa, uprzejmie prosimy o odesłanie dołączonego formularza zwrotnego.

W przypadku dalszych pytań odnośnie treści niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z dedykowanym przedstawicielem handlowym lub wybraną niżej wymienioną osobą:

Dane zmienne

Przedstawiciel Handlowy

☎ +48

Email

Piotr Patkowski
Business Unit Manager Neurosurgery & Spine

☎ +48 660-698-118

piotr.patkowski@bbraun.com

Zarząd:

Slawomir Lukaszzyk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu

Sąd Rejestrowy Spółki:

Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł

Banki:

BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Prosimy o zagwarantowanie w obrębie swojej Jednostki, że wszyscy użytkownicy wyżej wymienionych produktów oraz inne właściwe osoby, zostały powiadomione o treści niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Aesculap Chifa Sp. z o. o.

Jakub Kruszyński

Director Quality Management/Regulatory Affairs
Proxy of Managing Director for Integrated Management System IMS
Safety Officer for MD
☎ +48 795 419 495

Dominika Telesz

Młodszy Specjalista ds. zarządzania jakością
Dział Zarządzania Jakością NJR
☎ +48 602 498 414

Zarząd:

Slawomir Lukaszyk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu

Sąd Rejestrowy Spółki:

Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł

Banki:

BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

FORMULARZ ZWROTNY
Field Safety Notice**Narzędzia chirurgiczne do stosowania podczas operacji ośrodkowego
układu nerwowego**

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zwrotnego e-mailem lub faxem do:

Dział Zarządzania Jakością
reklamacje.pl@bbraun.com
fax. (61) 44 37 500 Potwierdzamy zapoznanie się z treścią niniejszej informacji dot. bezpieczeństwa.

SZPITAL _____ MIEJSCOWOŚĆ _____

NAZWA _____

ODDZIAŁ _____ TEL. _____

PODPIS _____ DATA _____

Zarząd:
Sławomir Łukaszyk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**
BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Załącznik 1a: wykaz produktów objętych informacją dotyczącą bezpieczeństwa – ponowne użycie (sterylizacja)

Symbol	Nazwa produktu
FD481B	MIKRO NOŻYCZKI ZAKRZ. T/O 140MM
FD482B	MIKRO NOŻYCZKI ZAKRZ. O/O 140MM
FD483B	MIKRO NOŻYCZKI ZAKRZ. O/O 170MM
FD484B	MIKRO NOŻYCZKI PROSTE O/O AL:100MM 225MM
FD485B	MIKRO NOŻYCZKI ZAKRZ. T/O AL:100MM 225MM
FD488B	MIKRO PĘSETA PROSTA 0,3MM 140MM
FD489B	MIKRO PĘSETA PROSTA 0,3MM 170MM
FD490B	MIKRO PINCENTA PROSTA 0,3MM 210MM
FD493B	MIKRO IMADŁO CHIR. PROSTE 0,5MM 150MM
FD494B	MIKRO IMADŁO CHIR. ZAKRZ. 0,5MM 170MM
FD495B	MIKRO IMADŁO ZAKRZ. 0,5MM 210MM
FD510B	MIKRO PĘSETA UCHWYT OKRĄG. BAGN. 45° 210MM
FD511B	MIKRO PĘSETA UCHWYT OKRĄG. BAGN. 90° 210MM
FF341R	KLESZCZE NOWOTW. TOENNIS ROZM.1 200MM
FF342R	KLESZCZE NOWOTWOROWE TOENNIS ROZM.2 200MM
FF343R	KLESZCZE NOWOTWOROWE TOENNIS ROZM.3 200MM
GF005B	PŁYTA KCIUKA NOIR MODUŁARNA
GF025B	KANIULA SSĄCA NOIR 4FR 80MM
GF026B	KANIULA SSĄCA NOIR 6FR 80MM
GF027B	KANIULA SSĄCA NOIR 8FR 80MM
GF030B	KANIULA SSĄCA NOIR LEWA ZAKRZ. 6FR 100MM
GF031B	KANIULA SSĄCA NOIR PRAWA ZAKRZ. 6FR 100MM
GF032B	KANIULA SSĄCA NOIR LEWA ZAKRZ. 8FR 100MM
GF033B	KANIULA SSĄCA NOIR PRAWA ZAKRZ. 8FR 100MM
GF035B	KANIULA SSĄCA NOIR 4FR 100MM
GF036B	KANIULA SSĄCA NOIR 6FR 100MM
GF037B	KANIULA SSĄCA NOIR 8FR 100MM

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
GF038B	KANIULA SSĄCA NOIR Z OTWORAMI 6FR 100MM
GF039B	KANIULA SSĄCA NOIR Z OTWORAMI 8FR 100MM
GF045B	KANIULA SSĄCA NOIR 4FR 120MM
GF046B	KANIULA SSĄCA NOIR 6FR 120MM
GF047B	KANIULA SSĄCA NOIR 8FR 120MM
GF048B	KANIULA SSĄCA NOIR Z OTWORAMI 6FR 120MM
GF049B	KANIULA SSĄCA NOIR Z OTWORAMI 8FR 120MM
GF055B	KANIULA SSĄCA NOIR 4FR 140MM
GF056B	KANIULA SSĄCA NOIR 6FR 140MM
GF057B	KANIULA SSĄCA NOIR 8FR 140MM
GF058B	KANIULA SSĄCA NOIR Z OTWORAMI 6FR 140MM
GF059B	KANIULA SSĄCA NOIR Z OTWORAMI 8FR 140MM
GF235R	PŁYTK.KCIUK.MOD.PRZYSSAW.W KSZTAŁ.KROPLI
GF240R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.3FR 100MM
GF241R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.4FR 100MM
GF242R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.5FR 100MM
GF243R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.6FR 100MM
GF244R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.7FR 100MM
GF245R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.8FR 100MM
GF246R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.9FR 100MM
GF247R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.10FR 100MM
GF248R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.12FR 100MM
GF250R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.3FR 115MM
GF251R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.4FR 115MM
GF252R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.5FR 115MM
GF253R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.6FR 115MM
GF254R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.7FR 115MM
GF255R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.8FR 115MM
GF256R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŹK.9FR 115MM

Zarząd:Sławomir Łukaszyk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
GF257R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.10FR 115MM
GF258R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.12FR 115MM
GF260R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.3FR 140MM
GF261R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.4FR 140MM
GF262R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.5FR 140MM
GF263R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.6FR 140MM
GF264R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.7FR 140MM
GF265R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.8FR 140MM
GF266R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.9FR 140MM
GF267R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.10FR 140MM
GF268R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.12FR 140MM
GF270R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.3FR 165MM
GF271R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.4FR 165MM
GF272R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.5FR 165MM
GF273R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.6FR 165MM
GF274R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.7FR 165MM
GF275R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK. 8FR 165MM
GF276R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.9FR 165MM
GF277R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.10FR 165MM
GF278R	NASADKA PRZYSSAWKI WYGIN.STOŻK.12FR 165MM
GF350R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR.1,5MM DL R.110MM
GF352R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR:2,5MM L.110MM
GF354R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR:4,0MM L.110MM
GF355R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR:5,0MM L.110MM
GF360R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR:1,5MM L.130MM
GF361R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR:2,0MM L.130MM
GF362R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR:2,5MM L.130MM
GF363R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR:3,0MM L.130MM
GF364R	KANIULA SSĄCA FERGUSSON ŚR:4,0MM L.130MM

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
GF365R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:5,0MM L.130MM
GF370R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:1,5MM L.160MM
GF371R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:2,0MM L.160MM
GF372R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:2,5MM L.160MM
GF373R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:3,0MM L.160MM
GF374R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:4,0MM L.160MM
GF375R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:5,0MM L.160MM
GF380R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:1,5MM L.200MM
GF381R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:2,0MM L.200MM
GF382R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:2,5MM L.200MM
GF383R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:3,0MM L.200MM
GF384R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:4,0MM L.200MM
GF385R	KANIULA SSĄÇA FERGUSSON ŚR:5,0MM L.200MM
GF391R	SSAK STOŻKOWY KROPL.3FR 180MM
GF392R	SSAK STOŻKOWY KROPL.4FR 180MM
GF393R	SSAK STOŻKOWY KROPL.5FR 180MM
GF394R	SSAK STOŻKOWY KROPL.6FR 180MM
GF395R	SSAK STOŻKOWY KROPL.7FR 180MM
GF396R	SSAK STOŻKOWY KROPL.8FR 180MM
GF397R	SSAK STOŻKOWY KROPL.9FR 180MM
GF398R	SSAK STOŻKOWY KROPL.10FR 180MM
GF399R	SSAK STOŻKOWY KROPL.12FR 180MM
GF401R	SSAK STOŻKOWY KROPL.3FR 165MM
GF402R	SSAK STOŻKOWY KROPL.4FR 165MM
GF403R	SSAK STOŻKOWY KROPL.5FR 165MM
GF404R	SSAK STOŻKOWY KROPL.6FR 165MM
GF405R	SSAK STOŻKOWY KROPL.7FR 165MM
GF406R	SSAK STOŻKOWY KROPL.8FR 165MM
GF407R	SSAK STOŻKOWY KROPL.9FR 165MM

Zarząd:Sławomir Lukaszuk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
GF408R	SSAK STOŻKOWY KROPL.10FR 165MM
GF409R	SSAK STOŻKOWY KROPL.12FR 165MM
GF411R	SSAK STOŻKOWY KROPL.3FR 205MM
GF412R	SSAK STOŻKOWY KROPL.4FR 205MM
GF413R	SSAK STOŻKOWY KROPL.5FR 205MM
GF414R	SSAK STOŻKOWY KROPL.6FR 205MM
GF415R	SSAK STOŻKOWY KROPL.7FR 205MM
GF416R	SSAK STOŻKOWY KROPL.8FR 205MM
GF417R	SSAK STOŻKOWY KROPL.9FR 205MM
GF418R	SSAK STOŻKOWY KROPL.10FR 205MM
GF419R	SSAK STOŻKOWY KROPL.12FR 205MM
GF421R	SSAK STOŻKOWY KROPL.3FR 230MM
GF422R	SSAK STOŻKOWY KROPL.4FR 230MM
GF423R	SSAK STOŻKOWY KROPL.5FR 230MM
GF424R	SSAK STOŻKOWY KROPL.6FR 230MM
GF425R	SSAK STOŻKOWY KROPL.7FR 230MM
GF426R	SSAK STOŻKOWY KROPL.8FR 230MM
GF427R	SSAK STOŻKOWY KROPL.9FR 230MM
GF428R	SSAK STOŻKOWY KROPL.10FR 230MM
GF429R	SSAK STOŻKOWY KROPL.12FR 230MM
GF470R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 4FR 80MM
GF471R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 6FR 80MM
GF472R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 8FR 80MM
GF473R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 4FR 100MM
GF474R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 6FR 100MM
GF475R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 8FR 100MM
GF476R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 4FR 120MM
GF477R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 6FR 120MM
GF478R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 8FR 120MM

Zarząd:Sławomir Lukaszzyk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
GF479R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 4FR 140MM
GF480R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 6FR 140MM
GF481R	MIKRO ODSYSACZ SZTYWNY 8FR 140MM
GF923R	KANIULA SSĄCA FRAZIER 3MM ŚREDNICY Z PRZERYWANIEM SSANIA
GF925R	KANIULA SSĄCA FRAZIER 5MM ŚREDNICY Z PRZERYWANIEM SSANIA
GF980R	RASPATOR SSĄCY LANDOLT ŚR.3,2MM
GK595R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. PROSTE 0,6MM 120MM
GK596R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. PROSTE. 0,3MM 145MM
GK597R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. ZAKRZYW. 0,6MM 110MM
GK604R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. PROSTE 0,9MM 160MM
GK605R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. PROSTE 0,9MM 185MM
GK606R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. PROSTE 0,9MM 200MM
GK614R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. BAGN. 0,7MM 160MM
GK615R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. BAGN. 1,0MM 185MM
GK616R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. BAGN. 1,0MM 200MM
GK624R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. ZAGIĘTE 0,9MM 160MM
GK625R	BIPOL. PESETA AAG PŁ. ZAGIĘTE 0,8MM 200MM
GK644R	PESETA. BIPOL. IZOL. AAG PŁ. BAGN. 160MM 0,7MM
GK645R	PESETA. BIPOL. IZOL. AAG PŁ. BAGN. 185MM 1,0MM
GK646R	PESETA. BIPOL. IZOL. AAG PŁ. BAGN. 200MM 1,0MM
GK660R	PESETA BIPOL. IZOL. AAG RD BAGN. F 160MM 0,6MM
GK670R	PESETA BIPOL. IZOL. AAG RD. BAGN. 200MM 0,6MM
GK671R	PESETA BIPOL. IZOL. RD. BAGN. 200MM 0,9MM
GK675R	PESETA BIPOL. IZOL. RD. BAGN. 220MM 0,6MM
GK677R	PESETA BIPOL. IZOL. RD. BAGN. 240MM 0,6MM
GK679R	PESETA BIPOL. IZOL. RD. BAGN. 240MM 0,9MM
GK690R	PESETA BIPOL. AAG RD. PROSTA 120MM 0,4MM

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
GK700R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG PŁ.PROSTA 160MM 0,6MM
GK701R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG PŁ.PROSTA 160MM 0,9MM
GK703R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG PŁ.PROSTA 200MM 0,9MM
GK711R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG PŁ. ZAKRZYWIONA 160MM 0,9MM
GK713R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG. PŁ. ZAKRZYWIONA 200MM 0,9MM
GK720R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG RD.PROSTA 160MM 0,6MM
GK722R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG RD. PROSTA 160MM 0,9MM
GK723R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG RD ZAKRZYWIONA 160MM 0,9MM
GK730R	PESETA BIPOL. AAG RD.PROSTA 200MM 0,9MM
GK743R	PESETA PIERŚĆ.BIPOL.ŚR. PIERŚĆ. 5,0, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 75MM
GK746R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG PŁ.YASAR.140/0,4MM
GK747R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG PŁ.YASAR.140/0,7MM
GK748R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.140/1,0MM
GK749R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.140/1,3MM
GK760R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.155/0,4MM
GK761R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.155/0,7MM
GK762R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.155/1,0MM
GK763R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.155/1,3MM
GK764R	BIPOL.PINZ.ISOL.AAG FL.YASAR.175/0,4MM
GK765R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.175/0,7MM
GK766R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.175/1,0MM
GK767R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.175/1,3MM
GK768R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.195/0,4MM
GK769R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.195/0,7MM
GK770R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.195/1,0MM
GK771R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.195/1,3MM
GK772R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.215/0,4MM
GK773R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.215/0,7MM

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
GK774R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.215/1,0MM
GK775R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.215/1,3MM
GK777R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.215/0,7MM
GK780R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.215/0,4MM
GK781R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.215/0,7MM
GK785R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.215/0,7MM
GK789R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.235/0,7MM
GK790R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.235/1,0MM
GK791R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.235/1,3MM
GK793R	PESETA BIPOL.AAG PŁ.YASAR.255/0,7MM
GK807R	DWUBIEG.PESETA KOAGULACYJNA 175MM
GK808R	DWUBIEG.PESETA KOAGULACYJNA 220MM
GK809R	DWUBIEG.PESETA KOAGULACYJNA 125MM
GK822R	PESETA BIPOL.PROSTA BAGN.0,7MM 95MM
GK823R	PESETA BIPOL. 45°BAGN.0,7MM 95MM
GK824R	PESETA BIPOL. PROSTA BAGN.1MM 95MM
GK825R	PESETA BIPOL. 45°BAGN.1,0MM 95MM
GK826R	PESETA BIPOL. PROSTA BAGN.0,7MM 135MM
GK827R	PESETA BIPOL. 45°BAGN.0,7MM 135MM
GK828R	PESETA BIPOL. PROSTA BAGN.1,0MM 135MM
GK829R	PESETA BIPOL. 45°BAGN.1,0MM 135MM
GK831R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PL.ODA 235/2/3MM
GK832R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PL.ODA 235/3/4MM
GK833R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PL.ODA 235/4/5MM
GK838R	BIPOLAR.PESETA Z IRYGAC.SANO 165/0,7MM
GK840R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 180/0,4MM
GK841R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 180/0,7MM
GK842R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 180/1,3MM
GK843R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 205/0,4MM

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
GK844R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 205/0,7MM
GK845R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 205/1,3MM
GK846R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 230/0,4MM
GK847R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 230/0,7MM
GK848R	BIPOL.PIN.IZOL.AAG-PŁ.SANO 230/1,3MM
GK871R	PESETA PIERŚĆ.BIPOL.ŚR.PIERŚ.5MM DŁ.235MM
GK899R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 0,2MM 165MM
GK900R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 165/0,5MM
GK910R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 165/1,0MM
GK920R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 165/2,0MM
GK929R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 195/0,2MM
GK930R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 195/0,5MM
GK940R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 195/1,0MM
GK950R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 195/2,0MM
GK959R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 220/0,2MM
GK960R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 220/0,5MM
GK970R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 220/1,0MM
GK972R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 220/1,0MM
GK974R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 220/1,0MM
GK976R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 215/1,0MM
GK978R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 215/1,0MM
GK980R	PESETA BIPOL.IZOL.AAG.PŁ. CASPAR 220/2,0MM
GL470R	BIPROTECT CZĘŚCIOWO IZOL.AAG PŁ.195/0,4
GL471R	BIPROTECT CZĘŚCIOWO IZOL.AAG PŁ.195/0,8MM
GL480R	BIPROTECT CZĘŚCIOWO IZOL.AAG PŁ.215/0,4MM
GL481R	BIPROTECT CZĘŚCIOWO IZOL.AAG PŁ.215/0,8MM
S61017	KANIULA SSAÇA
S67507	PESETA BIPOL.IZOL.AAG. PŁASKA
US161	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 220/95/0,5MM

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
US162	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 220/95/1,0MM
US163	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 220/95/1,5MM
US164	GOLDTIP PESETA BIPOL.ZAKRZYWIONA 220/95/0,5MM
US171	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 125/1,0MM
US172	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 100/0,4MM
US173	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 255/150/1,5MM
US182	PESETA BIPOL.CUSHING BAGN.190/90/1,0MM
US183	PESETA BIPOL.CUSHING BAGN.190/90/1,5MM
US184	PESETA BIPOL.HARDY BAGN.215/115/1,0MM
US185	PESETA BIPOL.HARDY BAGN.215/115/1,5MM
US186	PESETA BIPOL.HARDY BAGN.215/115/2,0MM
US187	PESETA BIPOL.HARDY BAGN.255/150/0,5MM
US188	PESETA BIPOL.HARDY BAGN.255/150/1,0MM
US189	PESETA BIPOL.HARDY BAGN.255/150/1,5MM
US305	PESETA BIPOL.CUSHING BAGN.190/90/2,0MM
US308	PESETA BIPOL.CUSHING BAGN.190/90/0,7MM
US310	PESETA BIPOL.HARDY BAGN.215/115/0,5MM
US403	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 150/50/0,5MM
US404	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 150/50/0,7MM
US405	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 150/50/1,0MM
US406	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 150/50/1,5MM
US407	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 150/50/2,0MM
US486	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 150/50/0,25MM
US487	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 170/70/0,25MM
US488	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 170/70/0,5MM
US489	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 170/70/0,7MM
US490	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 170/70/1,0MM
US491	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 170/70/1,5MM
US492	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 170/70/2,0MM

Zarząd:Sławomir Łukaszyk - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Symbol	Nazwa produktu
US493	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 190/90/0,25MM
US494	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 215/115/0,25MM
US495	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 230/125/0,25MM
US496	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 255/150/0,25MM
US530	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 255/150/0,5MM
US531	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 255/150/2,0MM
US600	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 190/90/0,5MM
US601	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 190/90/0,7MM
US602	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 190/90/1,0MM
US603	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 190/90/1,5MM
US604	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 190/90/2,0MM
US610	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 215/115/0,5MM
US611	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 215/115/0,7MM
US612	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 215/115/1,0MM
US613	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 215/115/1,5MM
US614	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 215/115/2,0MM
US615	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 230/125/0,5MM
US616	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 230/125/0,7MM
US617	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 230/125/1,0MM
US618	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 230/125/1,5MM
US619	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 230/125/2,0MM
US620	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 255/150/0,7MM
US621	GOLDTIP PESETA BIPOL.PROSTA 255/150/1,0MM
XG601	ZEST.PODSTAWOWY WFNS DO KOAGUL.DWUBIEG.

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD

Załącznik 1b: wykaz produktów objętych informacją dotyczącą bezpieczeństwa – produkty jednorazowego użytku (NIEPRZEZNACZONE do ponownego użytku / do sterylizacji)

Symbol	Nazwa produktu
GK501SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.190/90/0,5MM
GK502SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.190/90/1,0MM
GK503SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.190/90/1,5MM
GK504SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.215/115/0,5MM
GK505SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.215/115/1,0MM
GK506SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.215/115/1,5MM
GK507SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.190/90/0,25MM
GK508SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.215/115/0,25MM
GK509SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.190/90/0,7MM
GK510SU	PĘSETA JEDNORAZOWA BIPOL.ZŁOTE KOŃC.215/115/0,7MM

Zarząd:Sławomir Lukaszyc - Prezes Zarządu
Tomasz Wróbel - Członek Zarządu
Mariusz Bożek - Członek Zarządu**Sąd Rejestrowy Spółki:**Sąd Rejonowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000094176
NIP: 788-00-08-829
BDO: 00000204
Kapitał zakładowy: 12.680.000 zł**Banki:**BGŻ BNP Paribas S.A.
07 1600 1462 1877 4030 9000 0001 PLN
mBank S.A.
49 1140 1124 0000 3430 7800 1003 EUR
22 1140 1124 0000 3430 7800 1004 USD