

Notatka bezpieczeństwa

Nazwa handlowa wyrobu: CATHY

Szczegóły wyrobu, którego dotyczy notatka:

Kaniula do wlewów dożylnych nazwa handlowa Cathy, rozmiar 20Gx32mm, numer serii: 31853G, wytwórca: HMD Healthcare Ltd., 33 Bridge Street, Hereford HR4 9DQ, Wielka Brytania.

Opis problemu:

Zidentyfikowano zanieczyszczenie bakterią Sarcina i innymi niezidentyfikowanymi grzybami

Zalecenie dotyczące działań, które powinien podjąć użytkownik:

Zwracamy się z prośbą do wszystkich potencjalnych użytkowników do wstrzymania używania kaniul CATHY o wskazanym rozmiarze i numerze serii i zwrotu do firmy J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” S.J.

Rozpowszechnienie notatki bezpieczeństwa:

Notatkę rozsyła się do użytkowników, którym przekazano niniejsze wyroby.

Osoba do kontaktu:

Jacek Mikutel

Tel. 076/844 40 08

Fax. 076/842 70 25

e-mail: j.mikutel@medica.lubin.pl


J. CHODACKI, A. MISZTAL “MEDICA” Spółka jawna

ul. Przemysłowa 4a

59 – 300 Lubin

Z poważaniem,

J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA”
Spółka Jawna
Dział Zamówień Publicznych
59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 4A
tel. 76 844 34 21; 76 844 40 08; 76 841 20 88
fax 76 842 70 25, kom. 695 630 996
Id. 390367037, NIP 692-10-08-620
e-mail: biuro@medica.lubin.pl

„MEDICA” Sp. Jawna
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Jacek Mikutel