

Helena Biosciences Notification



Electrophoresis Division

CEP026 NOV 2021

Drogi współpracowniku,

W związku z opiniami klientów dotyczącymi V8 Nexus REF: 800008, 800018 i 800020, zwróciliśmy uwagę, że podkomponent systemu REF: 0012.075 Dolny regał na arkusze / płyta do załadunku regału, może mieć potencjalnie ostre krawędzie.

W związku z tym, jako **środek ostrożności**, prosimy użytkowników o zachowanie ostrożności podczas obchodzenia się i czyszczenia tego obszaru, do czasu zakończenia naszego wewnętrznego dochodzenia. Zgodnie ze standardową dobrą praktyką laboratoryjną, należy zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas obsługi urządzenia.



Po zakończeniu naszych dochodzeń i w przypadku konieczności podjęcia dalszych działań naprawczych lub zapobiegawczych, zostaną wysłane dalsze powiadomienia.

Email:

Pomoc techniczna v8support@helena-biosciences.com

Tel: +44 (0)191 4828440

CEP026

Helena Biosciences Europe
Queensway South,
Team Valley Trading Estate,
Gateshead
NE11 0SD, United Kingdom