



Katowice, 2023-08-04

Kierownicy Laboratoriów

NOTATKA DORADCZA

Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach informuje, że w wydrukach fenotypowych Konserwowanych Krwinek Wzorcowych do identyfikacji przeciwciał o numerze serii 510230701, przy krwince o numerze 510230701/07 widnieje zapis:

Jk^a + Jk^b - powinno być **Jk^a + Jk^b +**

oraz

Le^a- Le^b+ powinno być **Le^a- Le^b-**

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Produkcji Odczynników Serologicznych pod numerem telefonu 32 2087316.

Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
d/s MEDYCZNYCH

lek. med. Izabela Trepka