

**PILNA NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA****Nieprawidłowość oprogramowania analizatorów ORTHO VISION® i ORTHO VISION® Max w przypadku oznakowania próbek tym samym numerem identyfikacyjnym***Proszę wypełnić i odesłać faksem lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego pliku pdf, najpóźniej do:***23 PAŹDZIERNIKA 2019**Wysłać **Monika Gańska-**  
do: **Karamon**Adres e-mail: [Regulatory\\_pl@pl.diasorin.com](mailto:Regulatory_pl@pl.diasorin.com)

Fax: 22 223 62 61

**Nazwisko i adres**

Prosimy o weryfikację nazwiska i adresu do korespondencji:

Placówka/  
kontakt:  
Adres:  
Miasto:  
Telefon:  
e-mail:

---

---

---

Woj.: \_\_\_\_\_ Kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
Faks: \_\_\_\_\_**Proszę  
potwierdzić**

Otrzymaliśmy pilną notatkę bezpieczeństwa dotyczącą nieprawidłowości oprogramowania analizatorów ORTHO VISION i ORTHO VISION MAX z wersją oprogramowania 5.12.4 lub starszą. Rozumiemy, że w przypadku umieszczenia kilku najmniej dwóch próbek o takim samym numerze identyfikacyjnym/kodzie kreskowym w analizatorze ORTHO VISION/ VISION Max, może dojść do niezaplanowanego oznaczenia jednej z próbek, co powoduje ryzyko błędnego przypisania wyniku do pacjenta.

Będziemy przestrzegać instrukcji podanych w notatce dotyczących stosowania niepowtarzalnych numerów identyfikacyjnych oraz czynności, które należy wykonać w przypadku wystąpienia kodu błędu Apsw81.

Nazwisko  
drukiem:

---

Nr tel.:

Data: 

---

Uwagi:

---

---

Podpis:

Wymagany  
Stanowi potwierdzenie  
otrzymania informacji i  
zapoznania się z nią