

Pilne Powiadomienie Dotyczące Bezpieczeństwa

VICRYL™ Rapide

Dane Adresowe Szpitala

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma ETHICON rozszerzył dobrowolne działania korygujące dotyczące bezpieczeństwa produktu Vicryl Rapide™ Suture rozpoczęte w 2008 roku, które obecnie obejmują dwieście pięćdziesiąt numerów serii (Numer LOT).

Dobrowolne działania korygujące zostało wszczęte, ponieważ firma ETHICON odkryła wadę w opakowaniach nici wyprodukowanych pomiędzy majem a czerwcem roku 2007. Wada opakowania mogła zagrozić pierwotnej szczelności nici co mogło doprowadzić do przedwczesnej jej degradacji i / lub osłabienia sterylnej bariery produktu. W związku z tym prosimy o sprawdzenie Państwa stanów magazynowych zgodnie z Formularzem Zwrotów dołączonym do niniejszego pisma, jednocześnie w załączniku numer 1 przesyłamy pełną listę wycofanych numerów serii.

UWAGA:

Dobrowolne działania korygujące dotyczą jedynie produktu Vicryl Rapide™ Suture z numerami serii (Numer LOT) wymienionymi w załączniku numer 1. Produkty Vicryl™ i Vicryl™ PLUS nie są objęte niniejszą procedurą.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Daniel Krantowski

Przedstawiciel Działu Obsługi Klienta

Tel: +48 22 237 82 72

Fax: +48 22 237 82 82

E-mail: dkrantow@its.jnj.com

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
u l. Hżeczka 24
02-135 Warszawa

**Formularz Zwrotu
VICRYL™ Rapide**

Jeżeli posiadają Państwo kwestionowany produkt do zwrotu, prosimy o wpisanie ilości wadliwych produktów i odesłanie Formularza Zwrotu na numer faxu: **22 237 82 82**

W przeciwnym razie prosimy o zaznaczenie okienka pod listą produktów i również odesłanie Formularza Zwrotu na podany powyżej numer faxu.

Dziękujemy za współpracę.

Kod produktu	Lot / Numer serii	Opis produktu	Ilość
V4170H	ZE8GQDR0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 2/0	
V4170H	ZG8DRGR0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 2/0	
V66H	ZG8CSLR0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 0	
V70H	ZE8JLSQ0	VICRYL RAPIDE 1 SZEW CHIRURG.	
V7190H	ZG8CZHQ0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL 1	
V7191H	ZE8KHZR0	VICRYL 0 SZEW CHIRURGICZNY	
V9450H	ZE8HTHQ0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 2/0	
V9460H	ZG8BJRQ0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 0	
V9460H	ZG8KXSQ0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 0	
V9590H	ZG8JXGQ0	VICRYL RAPIDE 1 SZEW CHIRURG.	
W9007	ZE8KKHP0	VICRYL RAPIDE 2/0 SZEW CHIRURG	
W9969	ZE8GRCR0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 5/0	
W9969	ZE8HWWR0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 5/0	
W9974	ZE8GGPQ0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 3/0	
W9974	ZG8GKKQ0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 3/0	
W9974	ZG8KSHQ0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 3/0	
W9975	ZE8JTGQ0	SZEW CHIRURGICZNY VICRYL*R 2/0	
W9977	ZG8BZXQ0	SZEW CHIRURG.VICRYL RAPIDE 0	

Nie posiadamy kwestionowanego produktu do zwrotu.

Imię i nazwisko/Podpis/Data

Nazwa zakładu

Nazwa zakładu

Prosimy odesłać Formularza Zwrotu na numer faxu:
22 237 82 82