



OSTRZEŻENIE

Skrócony termin przydatności do użytku testu Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA

- Partia 7C0036 — kod 72561 (1 płytka) 
30.06.2017 r.
- Partia 7C0539 — kod 72562 (5 płytek) 
30.06.2017 r.

Termin przydatności do użytku tych dwóch partii został skrócony w celu zapobieżenia utracie przydatności płytki w związku z zastosowaniem odczynnika R6 (koniugat 1), która skutkuje zbyt małą gęstością optyczną odczynnika R5 (dodatni wskaźnik kontrolny HCV Ag).

Jako środek zapobiegawczy, niektóre partie surowca zastosowanego w przygotowaniu odczynnika R6 zostały zmienione, a przyspieszone badania stabilności przy 37°C wykazały zgodność wydajności zestawu w nowym terminie przydatności.

Bio-Rad

3, bd Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette – Francja

